

坂道や長距離の移動が楽に！簡易型電動車いす

イーフィックス プラス アクション4

e-fix[®] + Action4

フランス・インバケア製の車いす (Action4) に
移動範囲を広げられる電動化ユニットe-fixを取り付け、
坂道や長距離を楽に移動できるようにした
簡易型電動車いすです。介護保険レンタル対象商品です。

Taisコード：00156-000046



1. ジョイスティックコントローラーは、見やすいカラーディスプレイでバッテリー残量や速度を一目で確認できます。照明機能付きで暗い場所でも安全です。



2. 駆動輪は、速度 0.5 ～ 6 km / 時間、低速では操縦性が向上します。坂道は登坂角度最大 11 度での走行が可能です。



3. バッテリーパックは2.1kgと軽量です。走行距離は最大20kmになります。



製品仕様	項目	e-fix (電動化ユニット)				項目	アクション4 (車いす)	
	駆動方式	後輪直接駆動	充電器	100～240V		座幅	405mm(調整可)	
	制御方式	電磁ブレーキ+モーター回生制動	充電時間	最長約5時間 (使用状況による)		座奥	450mm	
	走行速度	0.5～6km/h	最大積荷重	170kg (利用者体重120kg)		座高	435mm	
	モーター	36V・110W×2	走行可能距離	20km (満充電時)		背もたれ高さ	510mm	
	車輪径	22インチ/24インチ	本体重量	19.3kg		全体幅	595mm 折りたたみ時305mm	
	バッテリー	7.5Ah	登坂角度	11度		本体重量	14.0kg	

利用者体重160kgまでの方用にイーフィックスE36があります。ご自身の車いすに取り付けをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。



お問い合わせ

株式会社アルバジャパン

〒170-0011 東京都豊島区池袋本町1-8-4 小川ビル203

電話：03-3984-1345 FAX:03-3984-1344

Mail:info@alber.jp URL: https://www.alber.jp

公式ホームページ

