

軽量折りたたみ式電動車いす

エリボ erivo[®] 新発売



軽量でコンパクト！
折りたたためて持ち運びに便利！
旅行にも最適！

最大耐荷重 **150kg**



特 徴

- スポーティーでエレガントなデザイン
シャンパンゴールドとマットブラックの2色塗装
- 安定性と耐久性に優れた高品質のフレーム
耐荷重150kgまで対応可能
- 軽量構造により簡単持ち運び可能
リチウムイオンバッテリー搭載ですが、
飛行機で運べます(IATA準拠)
- ジョイスティックハンドルなので、スムーズに操作可能

主な製品仕様

使 用 時	長さ×幅×高さ	1,050×620×1,040mm
折りたたみ時	長さ×幅×高さ	430×620×800mm
総 重 量		29.6kg
耐 荷 重		150kg
走 行 速 度		1.95～6km/h
走 行 距 離		15km

介護レンタルをご希望の場合は別途お問い合わせ・ご相談ください



お問い合わせ

株式会社アルバジャパン

〒170-0011 東京都豊島区池袋本町1-8-4 小川ビル203

電話：03-3984-1345 FAX:03-3984-1344

Mail:info@alber.jp URL: https://www.alber.jp

公式ホームページ

