

介助が楽々!

via go

® ヴィアゴー
プラス
アクション4

+ Action4

介助者アシスト
簡易型電動車いすが
介護保険レンタルで
利用できます!

Taisコード: 00156-000077



介助のお悩みを、via go の3つの特徴で解決!

特徴1 軽い力でスムーズに

坂道や凹凸道でも、少ない力で押せるので介助の負担を大幅に軽減します。

特徴2 コンパクト&軽量設計

車いすに簡単に取り付けでき、取り外しや折りたたみもそのまま可能。持ち運びも安心です。

特徴3 取り付け・操作が簡単

ドライブユニットとコントローラユニットを装着するだけ。誰でもすぐに使いこなせます。



コントローラユニット



ドライブユニット

製品仕様	項目	via go (電動化ユニット)			項目	アクション4 (車いす)
	駆動方式	後輪駆動	バッテリー	リチウムイオン	座幅	405mm(調整可)
制御方式	車いす介助ブレーキ制動	充電器・充電時間	100~240V・約6時間	座奥	450mm	
走行速度	1.5~5.5km/h	最大積荷重	170kg (利用者体重150kg)	座高	435mm	
走行可能距離	16km	登坂角度	9度	全体幅	595mm 折りたたみ時305mm	
モーター	36V・250W	本体重量	5.85kg	本体重量	14.0kg	

介護レンタルは弊社専用車いすにvia goを取り付けています。ご自身の車いすに取り付け希望の場合は別途お問い合わせください。



お問い合わせ

株式会社アルバジャパン

〒170-0011 東京都豊島区池袋本町1-8-4 小川ビル203

電話: 03-3984-1345 FAX: 03-3984-1344

Mail: info@alber.jp URL: https://www.alber.jp

公式ホームページ

